

# EINFACH LOSLEGEN

1. Einfach auf unserer Website registrieren - über den Link oder schnell den QR-Code scannen



2. Dann die Guardian™ Connect App aus dem App-Store beziehen

Mehr Informationen unter [guardianconnect.medtronic-diabetes.at](http://guardianconnect.medtronic-diabetes.at)

\* Guardian Connect App benötigt aktuell mindestens iOS 10 und ist kompatibel mit: iPhone, iPod touch & iPad.

## Referenzen

1. Fonseca VA, et al. Continuous Glucose Monitoring: a consensus conference of the American association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology. *Endocr Pract* 2016. DOI.10.4158/EP161392.CS
2. Kaufman FR, et al. A pilot study of the continuous glucose monitoring system: Clinical decisions and glycemic control after its use in pediatric type 1 diabetic subjects. *Diabetes Care*. 2001;24(12):2030-4.

MiniMed, Guardian, Enlite und CareLink sind eingetragene Warenzeichen von Medtronic MiniMed Inc.

## Medtronic Österreich GmbH

Handelskaj 94-96  
1200 Wien  
Telefon: +43 (0)1 24044 -190  
Telefax: +43 (0)1 24044 -199  
Hotline: +43 (0)820 820 190  
[info.diabetes-austria@medtronic.com](mailto:info.diabetes-austria@medtronic.com)

[www.medtronic-diabetes.at](http://www.medtronic-diabetes.at)  
[www.medtronic.at](http://www.medtronic.at)

## Sicherheitshinweis

Systeme der kontinuierliche Glukosemessung sind für die Überwachung der interstitiellen Glukosespiegel bei Personen mit Diabetes bestimmt. Diese Systeme bieten Informationen in Bezug auf mögliche hohe und niedrige Glukosespiegel, müssen aber vor Therapieentscheidungen mit einer Blutzuckermessung bestätigt werden.


Die Informationen der kontinuierlichen Glukosemessung sollen als Ergänzung, nicht als Ersatz einer herkömmlichen Blutzuckermessung dienen. Die Einführung des Glukosesensors kann zu Blutungen oder Reizungen an der Einstichstelle führen. Konsultieren Sie sofort einen Arzt, wenn starke Schmerzen auftreten oder wenn Sie den Verdacht haben, dass die Einstichstelle infiziert ist.

Die Guardian Connect App erfordert für den Betrieb, dass Sie ein funktionierendes mobiles elektronisches Gerät mit den richtigen Einstellungen (wie ein unterstütztes Betriebssystem und Bluetooth®) haben.

Eine Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen und möglichen unerwünschten Ereignisse finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die Bedienungsanleitung hat Vorrang vor den Angaben in dieser Broschüre. Die Broschüre stellt keine medizinische Rat dar und zu Fragen der Therapie konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

NACHRICHTEN  
LESEN ODER  
MUSIK HÖREN?  
**SIE CHECKT  
EINFACH IHREN  
ZUCKERWERT**



**GUARDIAN™  
CONNECT**  
**MEHR SEHEN,  
MEHR VERSTEHEN**



**Medtronic**

# GUARDIAN™ CONNECT


Guardian Connect, ihr CGM-System (kontinuierliches Glukosemonitoring), ist immer an ihrer Seite und hilft ihnen wirklich zu erkennen, was mit ihren Zuckerwerten geschieht.

Aktueller Glukosewert

Änderungsrate

Sensorglukoseverlauf

Eingestellte Grenzwerte



Zum Ausprobieren der App einfach auf [www.guardianconnect.medtronic-diabetes.at](http://www.guardianconnect.medtronic-diabetes.at) gehen

BIS ZU  
**75%**  
ALLER HYPER- UND  
HYPOGLYKÄMIEN  
BLEIBEN MIT ALLEINIGER  
BLUTZUCKERMESSUNG  
UNERKANNT.<sup>2</sup>

INDIVIDUELL  
EINSTELLBARE  
ALARME  
ZU IHREM  
SCHUTZ!



## FÜR SIE

**Einblick** in ihre Glukosedaten und Trendinformationen - **24 Stunden am Tag & 7 Tage die Woche**

Rechtzeitig reagieren können - individuell **einstellbare Alarme** vor zu niedrigen & zu hohen Glukosewerten

**Tagebuch auf Knopfdruck** - einfach Blutzuckerwerte, Aktivitäten, Kohlenhydrateinnahmen & Insulinmengen speichern

## CGM MIT GUARDIAN CONNECT

Bei CGM wird alle fünf Minuten **selbstständig** mittels eines kleinen Sensors im Gewebe ein Glukosewert ermittelt. Der Glukosewert wird über den angeschlossenen Transmitter **automatisch** an die Guardian Connect App\* Ihres Smartphones gesendet und dort angezeigt.

Das Guardian Connect System besteht aus 3 Komponenten:

- Enlite® Glukosesensor
- Guardian Connect Transmitter
- Guardian Connect App\*



## FÜR IHRE VERTRAUENSPERSONEN

**Sicherheit für ihre Angehörigen**

Möglichkeit ihren Vertrauenspersonen Einblicke in Ihre **Glukosewerte zu geben - und zwar jederzeit**

Automatischer Versand von wichtigen Informationen per **SMS** - für mehr Sorgenfreiheit

